



MPS robotic 消耗品リスト

液打ち用シリンジ

サイズ (μL)	ガスタイト	ニードル	ニードル 外径 × 長さ [mm]	入数	部品番号
10	—	固定型	0.63 × 65.0	1	100111-014-00
10	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100111-018-00
100	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100111-004-00
250	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100111-020-00
1000	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100111-024-00

交換用ニードル

10 μL ニードル交換型シリンジ	2	100111-505-00
25-100 μL ニードル交換型シリンジ	2	100111-500-00
250-500 μL ニードル交換型シリンジ	2	100111-511-00
1000 μL ニードル交換型シリンジ	2	100111-512-00

ヘッドスペース用シリンジ

サイズ (mL)	ガスタイト	ニードル	ニードル 外径 × 長さ [mm]	入数	部品番号
1	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100106-000-00
2.5	✓	交換型	0.63 × 65.0	1	100106-001-00

交換用ニードル

1/2.5 mL ヘッドスペースシリンジ	2	100106-500-00
----------------------	---	---------------

交換用プランジャー (ガスタイト)

1mL ヘッドスペースシリンジ	1	100106-800-00
2.5 mL ヘッドスペースシリンジ	1	100106-801-00

SPME 用ファイバー (23 ゲージ、3 本入り)

説明	ハブ色 形状	ファイバー 長さ (cm)	部品番号
75um Carboxen/PDMS*3	黒・円筒型	1	57343-U
85um StableFlex Carboxen/PDMS*3	空色・円筒型	1	57295-U
100um PDMS*1	赤・円筒型	1	57341-U
65um PDMS/DVB*3	青・円筒型	1	57345-U
65um StableFlex PDMS/DVB*5	桃・円筒型	1	57293-U
85um Polyacrylate*3	白・円筒型	1	57294-U
7um PDMS*2	緑・円筒型	1	57291-U
30um PDMS*1	黄・円筒型	1	57289-U
70um StableFlex Carbowax/DVB*3	黄緑・円筒型	1	57339-U
50/30um StableFlex DVB/Carboxen/PDMS*5	灰色・円筒型	1	57298-U
50/30um StableFlex DVB/Carboxen/PDMS*5	灰色・ノッチ型	2	57299-U

*1 非化学結合型

*2 化学結合型

*3 部分架橋型

*5 フェーズドシリカ表面に薄いポリマーをコーティングし、さらに各種液相をコーティングしたもので、折れ難く、また液相がより強固に結合しています。抽出や脱離特性は従来のフェーズドシリカコアと比べほとんど違いがありません。





MPS robotic 消耗品リスト


クリンプキャップバイアル

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
透明, ガラス	2	100	093640-004-00
	10	100	093640-005-00 ①
	20	100	093640-006-00 ②



クリンプキャップ (セプタム付)

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
マグネット用クリンプキャップ金 PTFE 赤 / シリコン / PTFE 赤 口径 11mm バイアル用	2	100	093640-007-00
マグネット用クリンプキャップ金 シリコン水色 / PTFE 白、3mm 口径 20mm バイアル用	10/20	100	093640-008-00 ③
アルミ + マグネットクリンプキャップ赤 シリコン水色 / PTFE 白、3mm 口径 20mm バイアル用	10/20	100	093640-063-00 ④




SPME 用バイアル

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
透明、ガラス クリンプネックを厚くした特殊タイプ >>SPME<< 表示あり * SPME 用 20mm キャップと 1.5mm セプタムをご使用下さい。	20	100	093640-035-00 ⑤



SPME 用クリンプキャップ

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
マグネット用クリンプキャップ金 シリコンクリーム色 / PTFE 赤、1.5mm 55° Shore A 口径 20mm SPME バイアル用	20	100	093640-031-00 ⑥



スクリーネックバイアル

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
透明、ガラス 11mm キャップとセプタム付	2	100	089355-076-00
透明、ガラス 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません	10	100	093640-038-00
透明、ガラス 18mm スクリューキャップ用 キャップとセプタムは含まれません	20	100	093640-036-00 ⑦



セプタム付スクリーキャップ

仕様	サイズ (mL)	入数	部品番号
マグネット用 18mm スクリューキャップバイアル用 シリコン水色 / PTFE 白、1.3mm 45° Shore A	10/20	100	093640-040-00 ⑧

